


Cách 1: Nhập trực tiếp văn bản, địa chỉ gmail, số điện thoại.....vào ô màu trắng ở giữa

Cách 2: Copy văn bản, đáp án trắc nghiệm từ nơi khác, rồi đưa con trỏ vào ô trắng ở giữa rồi ấn CTRL- V

Phần mềm sẽ tự động tạo ra mã QR ở góc trên cùng bên tay trái


Bước 3. Để lưu thì click vào: Lưu mã QR. Chọn đường dẫn tới vị trí cần lưu và chọn save sẽ mã có QR



Nhập dữ liệu vào ô trống màu trắng ở dưới. Nếu copy từ nơi khác thì đưa con trỏ vào ô trắng rồi ấn Ctrl-V. Mã QR sẽ hiện ở góc trên cùng bên trái. Để lưu nó, các bạn chọn "Lưu mã QR" và .lưu nó về vị trí cần lưu trên máy tính là được. Nên đặt tên dễ nhớ nhất. Chúc các bạn có những trải nghiệm vui vẻ khi sử dụng phần mềm này

chào các bạn

Frame3



Cam on cac ban da su dung phan mem

Save As

Desktop


Name	Date modified	Type	Size
12 ngày 21.5.2020	1/16/2024 9:03 PM	File folder	
bao cao BDTX2014	4/24/2024 6:46 PM	File folder	
Casio fx-570VN PLUS	12/9/2022 7:06 PM	File folder	
Chinh Phục Câu Hỏi Lý Thuyết Và KT Thuật...	4/23/2024 9:07 PM	File folder	
cảnh đang làm thi snag tạo tre	4/7/2024 1:29 PM	File folder	
code rover	6/10/2023 2:30 PM	File folder	

File name: qr

Save as type: BMP (*.bmp)

Save Cancel

Frame3



Cam on cac ban da su dung phan mem